



PRIMARIO ANTICORROSIVO ULTRA

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO	ACABADO	RENDIMIENTO	METODO DE APLICACIÓN	ADELGAZADO	TIEMPO DE SECADO	
Alquidal	Mate	7 a 8 m ² /lt	Inmersión, Brocha, Rodillo, Aspersión Convencional, Olla de Presión	Thinner STD ó Thinner Americano	AL TACTO 30 min	CURADO 24 hrs
DESCRIPCIÓN	Nuestros primarios Primarios Anticorrosivos están diseñados para promover una mejor adherencia y protección sobre superficies metálicas.					
COLOR	Blanco, Rojo Oxido, Gris y Negro.					
PREPARACION DE SUPERFICIE	Limpie la superficie a pintar con Desengrasante ULTRA. La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, suciedad, grasa, óxido y cualquier resto de algún material que pueda interferir con la adherencia.					
MODO DE EMPLEO	Agite el Primario Anticorrosivo antes de usarlo. Mezcle el Primario Anticorrosivo con Thinner STD hasta un 10%. Mezcle el Primario Anticorrosivo con Thinner Americano hasta un 50%					
PRESENTACIONES	Tambor 200 litros, Cubeta de 19 litros y Galón de 4 litros.					